


Wb、Ip、If/Icc、If-P、Elisa対応 抗Rps19モノクローナル抗体 - P39019

商品番号: CM0011809



前書き

ヒトRPS19（40Sリボソームタンパク質S19）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、IF、ELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソーム生合成およびダイヤモンド・ブラックファン貧血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS19 ウサギmAb
備考/別名	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
種	ヒト
GeneID	6223
免疫原	合成ペプチド - ヒトRPS19（P39019）のアミノ酸66～145番の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P39019
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	保冷剤