


Wb、Elisa用抗Rps19ポリクローナル抗体 - P39019

商品番号: CM0021727



前書き

RPS19ウサギpAbは、ヒト40Sリボソームタンパク質S19に対するポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証されています。リボソーム生合成およびダイヤモンド・ブラックファン貧血の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS19ウサギpAb
備考／別名	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CRI; RPS19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6223
GeneID	6223
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトRPS19のアミノ酸1〜145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001013.1))
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P39019
タンパク質分子量	16 kDa
輸送	保冷剤入りバッグ