


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Rps19Bp1 ポリクローナル抗体 - Q86Wx3

商品番号: CM0014928



前書き

RPS19BP1 (AROS)
に対するウサギポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットに反応。リボソーム合成、SIRT1調節、p53シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS19BP1 ウサギ pAb
備考/別名	AROS; S19BP; RPS19BP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	91582
遺伝子ID	91582
免疫原	ヒトRPS19BP1のアミノ酸1-136に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_919307.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86WX3
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ