


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Rps20モノクローナル抗体 - P60866

商品番号: CM0012047



前書き

ヒトRPS20（40Sリボソームタンパク質S20）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。リボソーム研究およびタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS20 Rabbit mAb
備考/別名	S20; uS10; RPS20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6224
遺伝子ID	6224
免疫原	合成ペプチド：ヒトRPS20 (P60866) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60866
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋