


Wb、Elisa用抗Rps21ウサギポリクローナル抗体 - P63220

商品番号: CM0020009



前書き

RPS21 Rabbit

pAbは、翻訳に必須な40Sリボソームタンパク質であるヒトRPS21を標的とするポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。リボソーム機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS21 Rabbit pAb
別名	S21; HLDF; eS21; RPS21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6227
遺伝子ID	6227
免疫原	ヒトRPS21 (NP_001015.1) のアミノ酸1-81に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P63220
タンパク質分子量	9kDa
発送	氷袋