

## Wb、Elisa用抗Rps23ポリクローナル抗体 - P62266

商品番号: CM0019434



## 前書き

ヒトRPS23（16 kDa）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでのバリデーション済み。リボソーム機能や翻訳を研究する診断メーカーおよび研究室に最適です。SWISS: P62266。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | RPS23 ウサギpAb                                        |
| 備考／別名      | S23; BTDD; uS12; MABAS; MCINS; PAMAS; RPS23         |
| 種          | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 6228                                                |
| GeneID     | 6228                                                |
| 免疫原        | ヒトRPS23（NP_001016.1）のアミノ酸40～120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB、ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト                                                  |
| SWISS      | P62266                                              |
| タンパク質分子量   | 16 kDa                                              |
| 配送         | 保冷バッグ                                               |