


抗Rps24ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - P62847

商品番号: CM0017962



前書き

CamelBioの抗RPS24ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-

P、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトの40Sリボソームタンパク質S24（eS24）を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性を示します。リボソーム合成、翻訳、DBA研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS24 Rabbit pAb
備考／別名	S24; DBA3; eS24; RPS24
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	6229
GeneID	6229
免疫原	ヒトRPS24（NP_148982.1）のアミノ酸1-130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62847
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	アイスバッグ