


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rps25ポリクローナル抗体 - P62851

商品番号: CM0015982



前書き

リボソームタンパク質S25（RPS25/eS25）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソームタンパク質合成および小サブユニットの生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS25ウサギpAb
備考/別名	S25; eS25; RPS25
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6230
GeneID	6230
免疫原	ヒトRPS25（NP_001019.1）のアミノ酸50からC末端までの配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62851
タンパク質分子量	14kDa
配送	保冷バッグ