


Wb、Elisa用 抗Rps26 ポリクローナル抗体 - P62854

商品番号: CM0014897



前書き

ヒトRPS26（40Sリボソームタンパク質S26、13kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。リボソームおよび翻訳研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RPS26 ウサギ pAb
備考/別名	S26; eS26; DBA10; RPS26
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6231
免疫原	ヒトRPS26（NP_001020.2）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62854
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ