


## 抗Rps27ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P42677

商品番号: CM0026631



### 前書き

RPS27（40Sリボソームタンパク質S27）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびラットのサンプルと反応します。標的分子量は約9 kDaです。リボソーム生合成やダイヤモンド・ブラックファン貧血の研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                             |
|------------|-----------------------------------------------|
| 製品名        | RPS27 ウサギpAb                                  |
| 備考／別名      | S27; MPS1; eS27; DBA17; MPS-1; RPS27          |
| 生物種        | ヒト                                            |
| GeneID（ヒト） | 6232                                          |
| 免疫原        | ヒトRPS27（NP_001021.1）のアミノ酸1-84番に対応する組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                           |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                     |
| 用途         | WB、ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト、ラット                                        |
| SWISS      | P42677                                        |
| タンパク質分子量   | 9kDa                                          |
| 輸送方法       | 保冷剤                                           |