


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rps27Aポリクローナル抗体 - P62979

商品番号: CM0013727



前書き

RPS27Aに対するウサギポリクローナル抗体。RPS27Aは、タンパク質分解および翻訳に関与するユビキチン-

リボソームタンパク質融合体です。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。ユビキチンシグナル伝達、プロテアソーム経路、リボソーム生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS27A ウサギpAb
備考・別名	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	6233
GeneID	6233
免疫原	ヒトRPS27Aのアミノ酸1〜156に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001170884.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62979
タンパク質分子量	18 kDa
配送	保冷剤