

抗Rps27Aポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P62979

商品番号: CM0023813

前書き

ヒトRPS27A（ユビキチン-リボソームタンパク質eS31融合体）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAのアプリケーションに最適です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチンシグナル伝達およびリボソーム機能の研究において検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS27A ウサギ pAb
備考/別名	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6233
遺伝子ID	6233
免疫原	ヒトRPS27A (NP_001170884.1) のアミノ酸1-156に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62979
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	保冷剤