

## Anti-Rps27L ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q71Um5

商品番号: CM0023598

### 前書き

ヒトRPS27Lに対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソームタンパク質研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | RPS27L Rabbit pAb                                    |
| 別名          | RPS27L                                               |
| 抗原生物種       | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 51065                                                |
| GeneID      | 51065                                                |
| 免疫原         | ヒトRPS27L (NP_057004.1) の1-84アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途          | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | Q71UM5                                               |
| タンパク質分子量    | 9kDa                                                 |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                  |