


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Rps28 ポリクローナル抗体 - P62857

商品番号: CM0022984



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質ウサギ抗RPS28ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRPS28と交差反応性あり。リボソーム生合成およびタンパク質合成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS28 ウサギ pAb
備考/別名	S28; eS28; DBA15; RPS28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6234
GeneID	6234
免疫原	組換えタンパク質; ヒトRPS28 (NP_001022.1)のアミノ酸1-69に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62857
タンパク質分子量	8kDa
発送	保冷バッグ