


## Anti-Rps3ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P23396

商品番号: CM0017578



## 前書き

ヒトRPS3を標的とするウサギポリクローナル抗体。  
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。リボソームタンパク質の検出およびDNA修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | RPS3 Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名      | S3, uS3, RPS3                                       |
| 種          | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6188                                                |
| 免疫原        | ヒトRPS3 (NP_000996.2) のアミノ酸1-243に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース        | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | P23396                                              |
| タンパク質分子量   | 27kDa                                               |
| 配送         | アイスバック                                              |