


Wb、If/Icc、Elisa用抗Rps3ウサギモノクローナル抗体 - P23396

商品番号: CM0010656



前書き

ヒトRPS3に対する高品質ウサギモノクローナル抗体 (SWISS: P23396)。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。リボソームタンパク質研究、DNA修復、アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS3 ウサギmAb
略号/別名	S3; uS3; RPS3
対象種	ヒト
遺伝子ID	6188
免疫原	ヒトRPS3 (P23396)のアミノ酸100-200領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23396
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	保冷剤