


抗Rps4Xウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P62701

商品番号: CM0026633



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗RPS4Xウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの40Sリボソームタンパク質eS4（30 kDa）と反応します。リボソーム生合成およびタンパク質合成メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS4X Rabbit pAb
備考/別名	S4; eS4; CCG2; RPS4; SCAR; SCR10; DXS306; RPS4X
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6191
GeneID	6191
免疫原	ヒトRPS4Xのアミノ酸66-263に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000998.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62701
タンパク質重量	30kDa
配送	アイスバッグ