


WbおよびElisa用Anti-Rps5ウサギポリクローナル抗体 - P46782

商品番号: CM0030931



前書き

ヒトRPS5（40Sリボソームタンパク質S5、uS7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソーム生合成およびタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS5 Rabbit pAb
備考/別名	S5; uS7; RPS5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6193
GeneID	6193
免疫原	ヒトRPS5 (NP_001000.2) のアミノ酸1-204に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46782
タンパク質分子量	23 kDa
配送	アイスパック