


Anti-Rps6Ka1/Rps6Ka2/Rps6Ka3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q15418 / Q15349 / P51812

商品番号: CM0023263



前書き

RPS6KA1、RPS6KA2、RPS6KA3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。シグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 ウサギ pAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6195/6196/6197
GeneID	6195/6196/6197
免疫原	合成ペプチド ヒトRPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3（NP_002944.2）のアミノ酸600-700領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15418/Q15349/P51812
配送	氷袋