

抗Rps6Ka2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q15349

商品番号: CM0022851

前書き

RPS6KA2（RSK3/p90RSK2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。MAPK/ERKシグナル伝達、がん生物学、翻訳制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS6KA2 ウサギ pAb
備考/別名	RSK; HU-2; RSK3; p90RSK2; p90-RSK3; pp90RSK3; MAPKAPK1C; S6K-alpha; S6K-alpha2; RPS6KA2
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6196
遺伝子ID	6196
免疫原	ヒトRPS6KA2 (NP_066958.2) のアミノ酸632～733に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15349
タンパク質分子量	83kDa
輸送方法	保冷剤