


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Rps6Ka3ポリクローナル抗体 - P51812

商品番号: CM0025437



前書き

ヒトRPS6KA3（RSK2、p90RSK2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。約84 kDaのバンドを検出します。ERK/MAPKシグナル伝達、翻訳、細胞生存の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS6KA3 Rabbit pAb
備考/別名	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RPS6KA3
種	ヒト
遺伝子ID	6197
免疫原	ヒトRPS6KA3（NP_004577.1）のアミノ酸68～327番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51812
タンパク質分子量	84kDa
輸送方法	保冷剤