


Wb、Elisa用 Anti-Rps6Ka5 (Msk1) ポリクローナル抗体 - O75582

商品番号: CM0030978



前書き

ヒトRPS6KA5 (MSK1)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ストレスおよび炎症応答におけるキナーゼシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS6KA5 ウサギ pAb
備考/別名	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9252
GeneID	9252
免疫原	ヒトRPS6KA5 (NP_004746.2) のアミノ酸700-800に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75582
タンパク質分子量	90kDa
発送	保冷バッグ