

Anti-Rps6Kl1 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y6S9

商品番号: CM0027781

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ由来抗RPS6 KL1ポリクローナル抗体です。リボソームタンパク質 セリン/スレオニンキナーゼであるヒト、マウス、ラットのRPS6KL1を認識します。リボソーム生物学やシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RPS6KL1 ウサギpAb
別名	RSKL2; RPS6KL1
対象種	ヒト
遺伝子ID	83694
免疫原	ヒトRPS6KL1（NP_113652.2）のアミノ酸1〜130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6S9
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	氷袋梱包