

Anti-Rps7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62081

商品番号: CM0029585



前書き

ヒトリボソームタンパク質S7（RPS7）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。リボソーム生成およびダイヤモンド・ブラックファン貧血の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS7 Rabbit pAb
備考/別名	S7; eS7; DBA8; RPS7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6201
遺伝子ID	6201
免疫原	ヒトRPS7（NP_001002.1）のアミノ酸1-194に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62081
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋