


ウェスタンブロット、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Rps8ウサギモノクローナル抗体 - P62241

商品番号: CM0003551



前書き

ヒトRPS8（40Sリボソームタンパク質S8、SWISS: P62241）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。リボソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS8ウサギmAb
備考/別名	S8; eS8; RPS8
種特異性	ヒト
遺伝子ID	6202
免疫原	ヒトRPS8のアミノ酸1-208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001003.1)
抗体源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62241
タンパク質分子量	24 kDa
発送条件	保冷バッグ