


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Rps8 ウサギポリクローナル抗体 - P62241

商品番号: CM0021253



前書き

ヒトRPS8（40Sリボソームタンパク質S8）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットサンプルで検証済み。予測分子量24 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS8 ウサギ pAb
備考/別名	S8; eS8; RPS8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6202
遺伝子ID	6202
免疫原	ヒトRPS8（NP_001003.1）のアミノ酸10-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62241
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ