


WbおよびElisa用Anti-Rps9ウサギポリクローナル抗体 - P46781

商品番号: CM0022643



前書き

ヒトRPS9（40Sリボソームタンパク質S9）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。リボソーム生成および翻訳の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS9 Rabbit pAb
備考/別名	S9; uS4; RPS9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6203
GeneID	6203
免疫原	ヒトRPS9（NP_001004.2）のアミノ酸1-162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46781
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋