


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Rragaポリクローナル抗体 - Q7L523

商品番号: CM0012873



前書き

ウエスタンブロット(WB)、免疫組織化学(IHC-P)、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルRRAGA抗体です。ヒト、マウス、ラットのRRAGA (FIP1/RAGA) を検出し、mTORC1シグナル伝達やアミノ酸感知研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRAGA Rabbit pAb
備考／別名	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10670
GeneID	10670
免疫原	ヒトRRAGA (NP_006561.1) のアミノ酸213～313番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L523
タンパク質分子量	37kDa
発送	氷袋