


Anti-Rragd Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nql2

商品番号: CM0030656



前書き

ヒトRas関連GTP結合タンパク質D（RRAGD）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。46kDaを検出。アミノ酸に対するmTORC1シグナル伝達の主要な制御因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRAGD Rabbit pAb
備考/別名	RAGD; HOMG7; bA11D8.2.1; RRAGD
種	ヒト
遺伝子ID	58528
免疫原	ヒトRRAGD（NP_067067.1）のアミノ酸181-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQL2
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋