

Anti-Rras2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P62070

商品番号: CM0029092



前書き

RRAS2 Rabbit

pAbは、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体であり、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。Ras関連シグナル伝達および発生プロセスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRAS2 Rabbit pAb
備考/別名	NS12, TC21, RRAS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22800
遺伝子ID	22800
免疫原	ヒトRRAS2 (NP_036382.2) のアミノ酸1-204Aに相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62070
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋