

Anti-Rrbp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2E9

商品番号: CM0013599

前書き

ヒトRRBP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。
ヒトおよびマウスと交差反応します。リボソーム結合タンパク質1は、リボソームと小胞体（ER）膜の相互作用を媒介します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRBP1 Rabbit pAb
備考/別名	RRp; hES; p180; ES130; ES/130; RRBPI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6238
GeneID	6238
免疫原	ヒトRRBP1 (NP_004578.2) のアミノ酸1-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P2E9
タンパク質分子量	152kDa
配送	氷袋