

Wb、Elisa用 抗Rrm1モノクローナル抗体 - P23921

商品番号: CM0008661



前書き

ヒトRRM1を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示す。この90kDaのリボヌクレオチドレダクターゼ大サブユニットはDNA合成に必須であり、本抗体は腫瘍学および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRM1 ウサギ mAb
備考/別名	R1, RR1, RIR1, RRM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6240
GeneID	6240
免疫原	ヒトRRM1 (P23921) のアミノ酸691-792に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23921
タンパク質分子量	90kDa
発送	保冷剤