

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Rrm1ポリクローナル抗体 - P23921

商品番号: CM0012849



前書き

ヒトRRM1（リボヌクレオチド還元酵素大サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。DNA合成および関連疾患の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRM1 Rabbit pAb
備考/別名	R1; RR1; RIR1; RRM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6240
GeneID	6240
免疫原	ヒトRRM1 (NP_001024.1) のアミノ酸593-792に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23921
タンパク質分子量	90kDa
配送	氷袋