

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Rrm1ウサギポリクローナル抗体 - P23921

商品番号: CM0015499



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みのウサギポリクローナル抗RRM1抗体。DNAの合成および修復に必須である、ヒトおよびマウスのリボヌクレオチド還元酵素大サブユニット（90kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRM1 Rabbit pAb
備考/別名	R1; RR1; RIR1; RRM1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6240
GeneID	6240
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P23921
タンパク質分子量	90kDa
輸送	保冷剤