

抗Rrm2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用途） - P31350

商品番号: CM0029840



前書き

ヒトRRM2に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ヌクレオチド代謝とDNA合成の研究において検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRM2 ウサギpAb
備考/別名	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6241
遺伝子ID	6241
免疫原	ヒトRRM2 (NP_001025.1) のアミノ酸1〜389番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31350
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	氷袋