

WbおよびElisa用 Anti-Rrm2 ラビットモノクローナル抗体 - P31350

商品番号: CM0011103



前書き

ヒトRRM2（リボヌクレオチドレダクターゼM2サブユニット）を標的とする組換えラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAが検証済み。DNA合成研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRM2 Rabbit mAb
備考/別名	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6241
GeneID	6241
免疫原	ヒトRRM2（P31350）のアミノ酸10-117に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31350
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋