


Elisa・If/Icc用 抗Rrm2B ウサギポリクローナル抗体 - Q7Lg56

商品番号: CM0026866



前書き

ヒトRRM2B（p53R2）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ELISAおよびIF/ICCに適しています。DNA損傷および修復研究に最適です。Camel Bioの包括的な原材料供給プラットフォームに支えられています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RRM2B ウサギpAb
備考/別名	P53R2; RCDFRD; MTDPS8A; MTDPS8B; RRM2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50484
GeneID	50484
免疫原	合成ペプチド ヒトRRM2B (NP_056528.2) のアミノ酸1~100番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7LG56
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋