


WbおよびElisa用 抗Rrp1 ウサギポリクローナル抗体 - P56182

商品番号: CM0020273



前書き

RRP1 (NNP-

1、NOP52) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのウェスタンブロットおよびELISAに適しています。28S rRNAプロセッシングと核小体ダイナミクスの研究に理想的です。SWISS: P56182。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	RRP1 ウサギ pAb
備考/別名	NNP-1, NOP52, RRP1A, D21S2056E, RRP1
種	ヒト
遺伝子ID	8568
免疫原	ヒトRRP1 (NP_003674.1) のアミノ酸26-253に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56182
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷剤