


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Rsk2 / Rps6Ka3

ウサギモノクローナル抗体 - P51812

商品番号: CM0003356



前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みのウサギモノクローナルRSK2/RPS6KA3抗体。ヒト、マウス、ラットのRSK2 (84kDa)を検出します。MAPK/ERKシグナル伝達、細胞増殖、アポトーシスの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RSK2 / RPS6KA3 ウサギ mAb
備考/別名	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RSK2 / RPS6KA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6197
GeneID	6197
免疫原	合成ペプチド ヒト RSK2 / RPS6KA3 (P51812) のアミノ酸600-700に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51812
タンパク質分子量	84kDa
配送	保冷バッグ