


Anti-Rsl24D1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Uha3

商品番号: CM0021506



前書き

ヒトRSL24D1（60Sリボソームサブユニットの生合成に関与する核小体タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと反応します。リボソーム組み立て研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RSL24D1 Rabbit pAb
エイリアス	L30; RLP24; RPL24; TVAS3; RPL24L; C15orf15; HRP-L30-iso; RSL24D1
種	ヒト
GeneID	51187
免疫原	ヒトRSL24D1（NP_057388.1）のアミノ酸10-80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UHA3
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋