


Anti-Rspo1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q2Mka7

商品番号: CM0029086



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用として検証されたRSPO1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのRSPO1を検出します。Wnt/ β -カテニン経路の活性化および幹細胞ニッチの調査に最適です。UniProt Q2MKA7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RSPO1 Rabbit pAb
備考/別名	RSPO; CRISTIN3; RSPO1
種	ヒト
GeneID	284654
免疫原	ヒトRSPO1 (NP_001033722.1) のアミノ酸90-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q2MKA7
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋