

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Rsrc1 ポリクローナル抗体 - Q96Iz7

商品番号: CM0026878

前書き

ヒトRSRC1（SRrp53）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。スプライシングおよび転写研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RSRC1 ウサギ pAb
備考/別名	MRT70; BM-011; SFRS21; SRrp53; RSRC1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51319
遺伝子ID	51319
免疫原	ヒトRSRC1（NP_001258763.1）のアミノ酸117-276に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96Iz7
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷剤