

Anti-Rsu1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15404

商品番号: CM0017012



前書き

ヒトRSU1（RSP-1）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのRSU1を検出します。Rasシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RSU1 Rabbit pAb
備考/別名	RSP-1; RSU1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6251
免疫原	ヒトRSU1（NP_036557.1）のアミノ酸1-277に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15404
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋