

Anti-Rtbdn/Retbindin ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bsg5

商品番号: CM0019147

前書き

ヒトレトビンジン（RTBDN）を標的とするウサギポリクローナル抗体。レトビンジンは、網膜のフラビン輸送に関与するリボフラビン結合タンパク質です。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。網膜生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RTBDN Rabbit pAb
備考/別名	RTBDN; retbindin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83546
GeneID	83546
免疫原	ヒトRTBDN (NP_113617.1) のアミノ酸63-261に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9BSG5
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋