

Wb、Elisa用 Anti-Rtcb Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y3I0

商品番号: CM0016057



前書き

WBおよびELISAで検証済みのRTCB Rabbit Polyclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットのRTCBを検出します。tRNAスプライシングおよび小胞体ストレス応答（UPR）の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RTCB Rabbit pAb
備考/別名	FAAP; HSPC117; C22orf28; DJ149A16.6; RTCB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51493
GeneID	51493
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3I0
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ