


抗Rtf1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q92541

商品番号: CM0019282



前書き

転写伸長因子であるヒトRTF1（GTL7、KIAA0252）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのRTF1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RTF1 ウサギpAb
備考/別名	GTL7, KIAA0252, RTF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23168
GeneID	23168
免疫原	ヒトRTF1のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド (NP_055953.3)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92541
タンパク質重量	80kDa
配送	アイスバック