

抗Rtkin/Rhotekinポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Bst9

商品番号: CM0027237

前書き

ヒトRTKN（Rhotekin）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。Rhoシグナル伝達、NF-κB活性化、胃発がんの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RTKN ウサギpAb
備考/別名	RTKN; rhotekin
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6242
遺伝子ID	6242
免疫原	ヒトRTKN（NP_001015056.1）のアミノ酸254～513番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BST9
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	保冷剤