


WbおよびElisa用抗Rtn3ウサギポリクローナル抗体 - O95197

商品番号: CM0016128



前書き

ヒトRTN3（レチキュロン3）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。小胞体膜輸送、アポトーシス、ウイルス応答に関与するタンパク質を標的としており、神経科学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RTN3 ウサギpAb
別名	HAP; ASYIP; NSPL2; NSPLI; RTN3-A1; RTN3
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	10313
GeneID	10313
免疫原	ヒトRTN3 (NP_006045.1) のアミノ酸100位からC末端までの配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95197
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	保冷剤