


Anti-Rtn4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - Q9Nqc3

商品番号: CM0019302



前書き

RTN4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経突起伸長、小胞体管状構造形成、および血管リモデリングの研究に適しています。診断および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RTN4 Rabbit pAb
備考/別名	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; RTN4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57142
遺伝子ID	57142
免疫原	ヒトRTN4 (NP_065393.1) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NQC3
タンパク質分子量	130kDa
配送	アイスバッグ