

Wb、Elisa用抗Rtn4Rl1ウサギポリクローナル抗体 - Q86Un2

商品番号: CM0017668

前書き

ヒトRTN4RL1（NgR3、NGRH2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。軸索再生、神経突起伸長阻害、神経保護経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RTN4RL1 ウサギpAb
備考／別名	NgR3; NGRH2; RTN4RL1
種	ヒト
遺伝子ID	146760（ヒト）
免疫原	ヒトRTN4RL1（NP_848663.1）のアミノ酸220～420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q86UN2
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ